

# Spiegelberg:

Technology for brains



ICP-Monitor | HDM29.2

# Bewährte Technologie in neuem Design: einfachste Bedienung und präzise Ergebnisse!



## Einfache Handhabung im klinischen Alltag

Im Vergleich zum Vorgängermodell um mehr als 50% leichter.

## Verbesserte Anzeige durch neueste Display-Technik

Helle und deutliche Anzeige des mittleren, systolischen und diastolischen ICP sowie Batteriezustandsanzeige und Ladekontrollleuchte.

## Bewährte Plug & Play-Funktion für einfachste Bedienung

Anschluss der Luftkammersonde, Einschalten, automatische Kalibrierung – fertig. Komfortable und sichere Methode des Nullabgleichs zwischen ICP-Monitor und Patientenmonitor mit Hilfe der →0←-Taste.

## Batteriebetrieb

Der ICP-Monitor ist mit wiederaufladbarem Akku ausgerüstet. Damit ist der netzunabhängige Betrieb für bis zu 6 Stunden gewährleistet.

## Anschlussmöglichkeiten

2 Buchsen auf der Rückseite ermöglichen den Anschluss an einen Patientenmonitor und einen Computer.

### Bestelldaten

REF HDM29.2

### Technische Daten

Gewicht	1,5 kg
Messbereich	-50 bis +100 mmHg
Genauigkeit	+/-2 mmHg
Versorgungsspannung	115-230V-, 50/60Hz
Patientenmonitorausgang	5µV/mmHg/V

### Hersteller

Spiegelberg GmbH & Co. KG  
Tempowerkring 4  
21079 Hamburg, Germany  
Tel.: 040-790178-20  
Fax: 040-790178-11  
E-Mail: sales@spiegelberg.de  
www.spiegelberg.de

Version 01/2014-02-17

CE 0297